

# UTILE NE PROCEDIMENTOS MÉDICOS



## DESCRITIVO TÉCNICO

MARCA:	Látex Br
REFERÊNCIA:	Luva lisa, ambidestra, lubrificada com pó bio-absorvível, esterilizada por radiação ionizante.
TAMANHOS:	P; M; G
REGISTRO MS:	10182420009
INDICAÇÕES DE USO:	O uso da luva de procedimento Látex Br não estéril é recomendado sempre que haja possibilidade de risco a integridade física ao profissional ou paciente, em ambientes hospitalares, clínicos ou laboratoriais, impedindo assim que ambos se contaminem. Indicada para procedimentos estéticos (raspagem superficial da pele, preenchimentos faciais, peeling, entre outras), análises clínicas, punções venosas, extração, raspagem ou limpeza odontológica
RECOMENDAÇÕES:	Calce as luvas com as mãos secas. Não manipule produtos químicos, solventes orgânicos, ácidos ou produtos clorados.
OBSERVAÇÕES:	O produto poderá desenvolver pequena irritação cutânea ao usuário hipersensível ao látex de borracha natural.



[www.latexbr.com.br](http://www.latexbr.com.br)

+55 24 2463-1008

[comercial@latexbr.com.br](mailto:comercial@latexbr.com.br)